

カスタム抗体作製

免疫プロトコール

ELISAオプションなし

49日短縮コース	Day0	Day28	Day35	Day42	Day49	Day56
投 与	1回目	2回目	3回目	4回目	—	—
採 血	免疫前	—	—	—	全採血	—
ELISA測定	—	—	—	—	—	—
報告・納品	—	—	—	—	—	 納品

ELISAオプション(1st抗血清)

49日短縮コース	Day0	Day28	Day35	Day42	Day49	Day56
投 与	1回目	2回目	3回目	4回目	—	—
採 血	免疫前	—	1st	—	全採血	—
ELISA測定	—	—	○	—	—	—
報告・納品	—	—	 中間報告(データのみ)	—	—	 納品

ELISAオプション(全採血抗血清)

49日短縮コース	Day0	Day28	Day35	Day42	Day49	Day56
投 与	1回目	2回目	3回目	4回目	—	—
採 血	免疫前	—	—	—	全採血	—
ELISA測定	—	—	—	—	○	—
報告・納品	—	—	—	—	—	 納品  最終報告

ELISAオプション(1st+全採血抗血清)

49日短縮コース	Day0	Day28	Day35	Day42	Day49	Day56
投 与	1回目	2回目	3回目	4回目	—	—
採 血	免疫前	—	1st	—	全採血	—
ELISA測定	—	—	○	—	○	—
報告・納品	—	—	 中間報告(データのみ)	—	—	 納品  最終報告

お申込みはWebサイトよりお願いします!

バリ्यू抗体

検 索